



OVER DE APP FYSIOLOGIC DAGBOEKJE

Met de app Fysiologic Dagboekje kunnen gebruikers van een ECG-recorder (Holter) eenvoudig hun klachten en activiteiten bijhouden in een dagboek. Er komt geen papier meer aan te pas. Na het uitlezen van de ECG-recorder worden de gegevens automatisch naar Fysiologic verzonden waar onze data-experts ze direct verwerken. De app draagt bij aan de snelheid en betrouwbaarheid van de dataverwerking en biedt gemak voor de patiënt.

OVER FYSIOLOGIC ECG SERVICES

Fysiologic registreert en analyseert elektrocardiogrammen (ECG's) in opdracht van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Informatiebeveiliging vinden wij heel belangrijk. De gegevens die u via de app met ons deelt worden via een beveiligde verbinding naar ons verstuurd en volgens strenge procedures verwerkt. Wij zijn **ISO 27001 gecertificeerd** en **NEN 7510 geaccrediteerd**. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fysiologic.com.

HOE ZET U DE APP IN RICHTING PATIËNTEN?

1. INFORMATIEKAARTJE UITDELEN

- Fysiologic stelt informatiekaartjes beschikbaar die u aan patiënten kunt uitdelen, bijvoorbeeld bij het maken van de afspraak of tijdens het wachten op de afspraak.
- Op het kaartje staat duidelijk verwoord hoe de app Fysiologic Dagboekje werkt en wat de voordelen ervan zijn.
- Na het lezen is de patiënt alvast goed voorbereid op het gebruik van de app.

2. QR-CODE BESCHIKBAAR STELLEN

- Om de app te kunnen gebruiken, moet de patiënt een QR-code scannen. Deze maakt u eenvoudig aan in het programma ECGAccess.
- Ga hiervoor naar de record van de geprepareerde patiënt in ECGAccess en klik op DAGBOEK QR-CODE.
- Als de patiënt de app heeft gedownload, dan kunt u daarmee de QR-code direct (laten) scannen vanaf het scherm.
- U kunt de QR-code ook printen en meegeven of e-mailen naar de patiënt.

3. NA GEBRUIK VAN DE ECG-RECORDER

- Nadat u de recorder heeft uitgelezen, wordt het dagboek van de patiënt automatisch afgesloten en verzonden naar Fysiologic voor verdere verwerking.